

BeeSana® Mullkompresse

Unsere sterilen Mullkompressen /
Our sterile swabs



Technische Informationen / technical information

Code	Größe / Size	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
1043	Ca. 5 cm x 5 cm	8-fach / 8 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 27 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 27 packages per carton	04852846
1044	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	8-fach / 8 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	04852852
1045	Ca. 10 cm x 10 cm	8-fach / 8 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	04852869
1046	Ca. 10 cm x 20 cm	8-fach / 8 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 8 packages per carton	04852875
4600	Ca. 5 cm x 5 cm	8-fach / 8 ply	80 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 80 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	13458367
4601	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	8-fach / 8 ply	80 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 80 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	01330662
1062	Ca. 10 cm x 10 cm	8-fach / 8 ply	35 x 5 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 35 x 5 pcs per package.; 6 packages per carton	01330679
4606	Ca. 10 cm x 10 cm	8-fach / 8 ply	50 x 10 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 50 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348949
4130	Ca. 5 cm x 5 cm	12-fach / 12 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 24 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 24 packages per carton	07216329
4131	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12-fach / 12 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 18 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 18 packages per carton	07216335
4132	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 12 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 12 packages per carton	07216341
4133	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	25 x 2 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 6 packages per carton	07216358
1064	Ca. 5 cm x 5 cm	12-fach / 12 ply	30 x 5 Stück pro Packung; 12 Packungen pro Karton / 30 x 5 pcs per package.; 12 packages per carton	01330722
1065	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12-fach / 12 ply	30 x 5 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 30 x 5 pcs per package.; 6 packages per carton	01330739
1063	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	30 x 5 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 30 x 5 pcs per package.; 6 packages per carton	01330745
1066	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	15 x 5 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 15 x 5 pcs per package.; 6 packages per carton	01330751
4616	Ca. 5 cm x 5 cm	12-fach / 12 ply	50 x 10 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 50 x 10 pcs per package.; 8 packages per carton	12348955
4617	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12-fach / 12 ply	30 x 10 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 30 x 10 pcs per package.; 8 packages per carton	12349044

1026	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	40 x 10 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 40 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348694
4619	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	20 x 10 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 20 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12349015
4622	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	20 x 20 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 20 x 20 pcs per package.; 4 packages per carton	12349021
4640	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12-fach / 12 ply	25 x 30 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 25 x 30 pcs per package.; 4 packages per carton	12349185
1092	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	16-fach / 16 ply	64 x 4 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 64 x 4 pcs per package.; 8 packages per carton	12348783
4628	Ca. 10 cm x 10 cm	32-fach / 32 ply	30 x 2 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 30 x 2 pcs per package.; 8 packages per carton	12349038
1146	Ca. 20 cm x 20 cm	16-fach / 16 ply	20 x 2 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 20 x 2 pcs per package.; 4 packages per carton	13582587

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung /
Product description Mullkomresse mit eingeschlagenen Schnittkanten, einfach steril, nur für den
Einmalgebrauch /
Gauze swab with folded cut edges, single sterile, for single use only

REF: 1146: Mullkomresse gerollt / Gauze swab rolled

Anwendung /
Application Nicht-invasive Wundauflage, zur Wundversorgung mit Drainagen, Kanülen, Tracheotomien
und Verlängerungen, einfach steril, nur für den Einmalgebrauch /
Non-invasive wound dressing, for wound care with drains, cannulas, tracheotomies and
extensions, single sterile, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients 100 % Baumwolle / 100 % cotton
Frei von Latex / free of latex

Haltbarkeit /
Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse Is gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class Is according to Regulation (EU) 2017/745



Normen /
Standards EN 14079

Hinweis /
Note Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
This product is for single use only



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.